

Lagerungshand nach F. Spier  
Support hand according to F. Spier



Support hand

hector

**Ulrich**  
medical

## System System

- Die Finger des Patienten können einfach durch Klettbänder befestigt werden
- Die Lagerungshand ist aus umweltfreundlichem Edelstahl gefertigt
- Das Material kann hygienisch aufbereitet werden
- Sterilisierbar bei 134°C inklusive der Klettverschlüsse
- The fingers of the patient can be easily fastened by means of velcro tapes
- The support hand is manufactured from environmentally friendly stainless steel
- Can be prepared to be hygienic
- Can be sterilized at 134°C incl. velcro tape fasteners



## Vorteile Advantages


- hector ist stabil und haltbar
- Leicht auf verschiedene Handgrößen einzustellen
- Sowohl links als auch rechts verwendbar
- Keine Abnutzung
- hector is stable and durable
- Easy to adjust to different hand sizes
- Can be used on the left and right
- No wear



## ▶ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Versatile uses

- Carpal tunnel-Syndrom
- Morbus DUPUYTREN
- Schnellender Finger (II–V)
- Beugesehnen-Verletzungen
- Tendo-Synovitiden der Beugeseite der Hand
- Nervennähte im Bereich der Hohlhand
- Tumore im Bereich der Hohlhand

- Carpal tunnel syndrome
- Morbus DUPUYTREN
- Snapping finger (II–V)
- Bending sinew injuries
- Tendo synovitides of the bending side of the hand
- Nerve sutures of the hollow hand
- Tumors of the hollow hand



hector

Support hand

Ulrich  
medical

## Komponenten Components

Instrument   Instrument	Artikelnummer   Product number
<b>hector</b> , Lagerunshand nach F. Spier <b>hector</b> , support hand according to F. Spier	UT 7140-00 UT 7140-00
<b>Klettband</b> für hector, Fingerfixierung <b>Velcro tape</b> , finger fixation	UT 7140-01 UT 7140-01
<b>Klettband</b> für hector, Armfixierung <b>Velcro tape</b> , hand fixation	UT 7140-02 UT 7140-02



### ulrich GmbH & Co. KG

Buchbrunnenweg 12  
89081 Ulm

Germany

Telefon/Phone +49 (0)731 9654-0

Telefax/Fax +49 (0)731 9654-2705

e-mail [instruments@ulrichmedical.com](mailto:instruments@ulrichmedical.com)

internet [www.ulrichmedical.com](http://www.ulrichmedical.com)